



SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Geneetika ja personaalmeditsiini kliinik
laboratoorse geneetika osakond
L. Puusepa 2, 50406 Tartu; tel. 731 9487

GELATS 911111 Uuendatud: 26.04.2022
Patsiendiandmed (nimi, isikukood, ribakood):

Ribakood

Tiopuriini metüültransferaasi (TPMT) TPMT*3A, *3B, *3C ja lisauuringuna TPMT*2 alleelid

Kood 66616

Saatev asutus.....

Osakond.....

Raviarst.....

Telefon:

Proovi võtmise kuupäev.....

Võimalusel palume lisada erütrotsüütides TPMT aktiivsuse andmed:

Anamnees :

1 vakutainer (kuni 4 ml) täisverd EDTA-ga (lilla korgiga). NB! Mitte kasutada antikoagulandina hepariini.

Peale vere võtmist tuubi kergelt loksutada, et tagada antikoagulandi ja vere ühtlane segunemine.

Hoida +4°C. Mitte külmutada!

Analüüsid saata SA TÜK geneetika ja personaalmeditsiini kliinikusse L.Puusepa 2, Tartu 50406

Laborisse saabumise kuupäev: